

**Przeznaczenie:**  
Espace jest przeznaczony do użytku przez pacjentów pod nadzorem lekarza. Urządzenie posiada komorę dystansową z zaworem, której celem jest trzymanie leku uwalnianego z MDI, dlatego może być używane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych w domu lub w szpitalu. Urządzenie poprawia skuteczność podawania leku na poziomie płucnym, zmniejszając jednocześnie skutki uboczne.

z ustnikiem  
z maską od 0 do 2 lat  
z maską od 2 do 6 lat  
z maską dla dorosłych

**Namen uporabe:**  
Izdelek L'espace je namenjen uporabi pod zdravniškim nadzorom. Naprava ima distančno komoro z ventilom za uporabo inhalatorjev z določenim odmerkom zdravil (MDI) in je namenjena odraslim in otrokom, in sicer tako za bolnišnično kot domačo uporabo. Naprava olajša aplikacijo zdravila v pljuča in zmanjša stranske učinke.

z ustnikom  
z masko 0 - 2 let  
z masko 2 - 6 let  
z masko za odrasle


**الاستخدام المقصود:**  
جهاز espace معد لاستخدام المرضى تحت إشراف الطبيب. الجهاز عبارة عن غرفة فاصلة مزودة بصمام محدد للاستخدام مع أجهزة استنشاق الأدوية التي يتم التحكم فيها عن طريق الجرعة (MDI)، ويمكن أن يستخدمه الأطفال والبالغون في المنزل أو في المستشفى. يسمح الجهاز بتحسين فعالية تناول الدواء على مستوى الرئة عن طريق الحد من الآثار الجانبية.

**Intended use:**  
L'espace is intended for use by patients under the supervision of a doctor. The device is a valved spacer chamber indicated for the use of metered dose inhalers (MDI) and can be used by both children and adults at home or in the hospital. The device allows to improve the efficacy of drug administration at lung level by reducing the side effects.

مع ميمم  
مع قناع 0 - 2 سنة  
مع قناع 2 - 6 سنة  
مع قناع للبالغين

with mouthpiece  
with mask 0 - 2 years  
with mask 2 - 6 years  
with adult mask

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA - NAVODILA ZA UPORABO - طريقة الاستخدام - DIRECTIONS FOR USE		POLSKI	SLOVENŠČINA	عربي	ENGLISH
1		Przed użytkowaniem należy dokładnie obejrzeć produkt i sprawdzić, czy jest prawidłowo złożony, czy nie brakujących elementów lub ciał obcych. Usunąć wszelkie obce ciała przed przystąpieniem do użytkowania.	Pred uporabo, pripomoček natančno preglejte in preverite, da je pravilno sestavljen, da ne vsebuje tujkov ali, da ne manjka kakšen sestavni del. Pred uporabo odstranite vse tujke.	قبل الاستخدام أفحص القناع و تأكد بأنه تم تجميعه بشكل صحيح ولا توجد أية أجزاء مفقودة، أزل أي أجزاء غريبة ليست من مكونات القناع قبل الاستخدام.	Prior to use, examine the product carefully to make sure it is assembled properly and identify any foreign objects, damaged or missing parts. Remove any foreign objects found.
2		Przed użytkowaniem przeczytać instrukcje dołączone do inhalatora MDI. Zdjąć zatyczkę z inhalatora MDI.	Pred uporabo preberite navodila, ki so priložena zdravilu v pršilu MDI. Odstranite pokrov MDI.	قبل استخدام القناع قم بقراءة تعليمات بخاخ الربو. ازل غطاء البخاخ.	Before use, read the instructions supplied with the MDI. Remove the cap from the MDI.
3		Wsunąć inhalator ciśnieniowy MDI w pierścień stanowiący dno komory.	Namestite MDI na dno.	قم بتثبيت بخاخ الربو في قاع القناع قبل الاستنشاق.	Fit the MDI into the backpiece.
4		Naćisnąć maskę na twarz i upewnić się, czy przylega dokładnie do twarzy. W modelu bez maski, umieścić ustnik między wargami.	Masko namestite na obraz in pri tem pazite, da se povsem prilega. V primeru modela brez maske, ustnik vstavite v usta.	ضع القناع على الوجه وتأكد من أن القناع ملتصق بالوجه بشكل تام. في حالة وجود طراز بدون قناع، ضع قطعة الفم بين الشفتين.	Apply the mask to the face and make sure it adheres to it properly. In case of model without mask, put the mouthpiece between the lips.
5		Nacisnąć inhalator MDI i wydechać powoli ustami. Po naciśnięciu inhalatora utrzymać maskę dokładnie przylegającą do twarzy, przez co najmniej 5 wdechów. Wydechane powietrze wydobywa się przez zawór wydechowy. W modelu bez maski, trzymając ustnik między wargami, wykonać 3 głębokie oddechy. Po zakończeniu każdej inhalacji zaleca się wstrzymanie oddechu na co najmniej 3 sekundy, aby lek mógł się osiąść w płucach.	Pritisnite na MDI in počasi vdihnite skozi usta. Masko držite pritrjeno na obraz vsaj za 5 kratni vdih in izdih po vsakem vpihu zdravila. Izdihnjene zrak se sprosti skozi ventil za izdihovanje. V primeru modela brez maske, ustnik vstavite v usta in najmanj 3-krat globoko vdihnite. Po vsakem vdihu, dih zadržite vsaj 3 sekunde. S tem boste poskrbeli, da bo zdravilo prišlo do pljuč.	اضغط على البخاخ واستنشق ببطء من الفم. استنشق 5 مرات على الأقل بعد الضغط على البخاخ. استنشق ببطء عن طريق الفم. الزفير يخرج من الفتحات الأمامية والتي تسمى صمام الزفير. في حالة وجود طراز بدون قناع، امسك قطعة الفم بين الشفتين، تنفس بعمق 3 مرات على الأقل. في نهاية كل استنشاق، احبس أنفاسك لمدة 3 ثوان على الأقل للسماح للدواء بالاستقرار في رئتيك.	Press the MDI and inhale slowly, through the mouth. Maintain good seal for at least 5 breaths after pressing the inhaler. The exhaled air is breathed out through the exhalation valve. In case of model without mask, holding the mouthpiece between the lips, breathe deeply at least 3 times. At the end of each inhalation, hold your breath for at least 3 seconds to allow the medicine to settle in your lungs.
6		Zaczekać 30 sekund przed podaniem następnej dawki leku (powtórzyc fazy 4-5), lub zastosować się do wskazań lekarza. Podawać jednorazowo tylko jedną dawkę inhalacyjną leku i stosować dawkowanie określone przez lekarza.	Pred naslednjim odmerkom zdravila počakajte 30 sekund, ali upoštevajte navodila zdravnika. Vsakič jemljite le enkratni vpih zdravila in upoštevajte predpisani odmerek zdravila.	انتظر لمدة ثلاثين ثانية قبل تناول جرعة دواء أخرى (كرر الخطوات 4-5)، أو حسب توجيهات الطبيب. تناول فقط عبوة واحدة من الدواء في كل مرة والتأكد بتعليمات الطبيب فيما يتعلق بالجرعة.	Wait 30 seconds before administering another dose of medication (repeat steps 4-5), or as instructed by the doctor. Ensure only one puff of medication is administered at a time and keep to the prescribed dosage.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA - NAVODILA ZA ČIŠČENJE - طريقة تنظيف القناع - CLEANING INSTRUCTIONS		POLSKI	SLOVENŠČINA	عربي	ENGLISH
A		Produkt powinien być czyszczony przed pierwszym użyciem, a następnie przynajmniej raz na tydzień, zgodnie z poniżej podanymi wskazówkami. Wyjąć pierścień stanowiący dno komory i maskę. Nie usuwać ustnika w modelu bez maski.	Pripomoček je potrebno očistiti pred prvo uporabo, nato pa vsaj enkrat tedensko, po naslednjih navodilih. Odstranite dno in masko. V primeru modela brez maske ne odstranjujte ustnika.	يجب تنظيف القناع قبل استخدامه أول مرة حسب التعليمات اللاحقة وكل أسبوع مرة واحدة على الأقل. إزالة الجزء الخلفي فقط (وليس الجزء الأمامي). اذترانite dno in masko. في حالة وجود طراز بدون قناع، لا ترم قطعة الفم.	Clean before using for the first time, then at least once a week, as instructed below. Remove the backpiece and the mask. In case of model without mask, don't remove the mouthpiece.
B		Pozostawić części przez 15 minut w cieplej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu o działaniu dezynfekującym. Delikatnie potrząsnąć.	Oba dela pustite, da se 15 minut namakata v mlačni vodi z blagim razkužilnim detergentom. Nežno pretresite.	لتنظيف القناع أنقع جزئي القناع لمدة 15 دقيقة في ماء فاتر ومحلول مطهر غير كاشط وخض الطمع بلطف..	Soak parts for 15 minutes in lukewarm water with a mild disinfectant. Agitate gently.
C		Wypłukać w czystej wodzie.	Izplaknite v čisti vodi.	انشطف القناع في مياه نظيفة.	Rinse in clean water.
D		Potrząsnąć elementami, aby usunąć nadmiar wody tak, jak to widoczne na ilustracji. Nie stosować suchych szmatek do osuszania części urządzenia. Przed ponownym złożeniem urządzenia upewnić się, że jego części składowe są suche.	Stresite kot je prikazano, da odstranite odvečno vodo. Ne brišite s krpo, pustite, da se posuši. Prepričajte se, da so vsi sestavni deli suhi, preden jih ponovno sestavite.	لتجفيف القناع قم بنفضه عدة مرات كما هو مبين في الصورة. لا تستخدم القماش الجاف لتجفيف القناع. تأكد من أن جميع أجزاء القناع جافة قبل إعادة تجميعه.	Shake out any excess water as shown. Do not use dry cloths to dry the parts of the device. Make sure all the parts are dry before reassembling them.
E		Umieścić pierścień zamykający komorę i maskę na własnym miejscu tylko, gdy części są zupełnie suche i gotowe do użytkowania.	Dno in masko dajte na mesto le, ko so vsi deli suhi in pripravljeni za nadaljnjo uporabo.	قم بتثبيت قاعدة الجهاز بعد التأكد من أن جميع الأجزاء جافة وجاهزة للتثبيت.	Fit on the backpiece and the mask only when all the parts are completely dry and ready for use.

POLSKI	SLOVENŠČINA	عربي	ENGLISH
--------	-------------	------	---------

Jeśli urządzenie jest używane zawsze przez tą samą osobę należy wyczyścić zgodnie z podany-mi wskazówkami.

**Dezynfekcja:** Po oczyszczeniu zanurzyć komponenty w zimnym roztworze dezynfekującym (na przykład w roztworze zawierającym podchloryn sodu w stężeniu nie wyższym niż 2%). Postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez producenta roztworu dezynfekującego i upewnić się, że jest on kompatybilny z materiałami, z których zostało wykonane urządzenie. Dokładnie opłukać czystą wodą.

Jeśli natomiast urządzenie jest używane przez kilka osób, po każdym użytkowaniu, oprócz czyszczenia jest konieczne wykonanie ste-rylizacji w autoklawie w temperaturze 121°C, przez co najmniej 15 minut. (zaleca się nie przekraczać 30 min.).
Urządzenie może być sterylizowane mak-symalnie 20 razy bez ryzyka utraty swoich cech funkcjonalnych i przydatności do użytku, po czym konieczna jest wymiana urządzenia. W razie potrze-by, aby dokładnie wyczyścić urządzenie, można je wygotować lub umyć w zmywarce do naczyń.

**Ostrzeżenia:**

- Wymienić produkt w przypadku uszkodzenia na-wet jednego z jego elementów składowych.
- Niektóre elementy urządzenia, z uwagi na ich małe wymiary mogą być połknięte przez dzieci. W związ-ku z tym nie należy pozostawić tych elementów bez nadzoru. Ponadto zawsze konieczna jest obecność dorosłej osoby.
- Nie rozkładać produktu na części w inny sposób, niż ten wskazany w instrukcjach.
- W razie wątpliwości, co do sposobu użytkowania produktu, zwrócić się do lekarza lub do farmaceuty.
- Czyścić produkt wyłącznie w sposób wskazany w niniejszych instrukcjach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie urządzenia.
- Przestrzegać zaleceń lekarza w zakresie rodzaju i dawkowania leku. Przed użyciem przeczytać instrukcję leku.

**Uwagi:**

- Przechowywać produkt w czystym pojemniku, gdy nie jest używany.
- Wymienić produkt po 24 miesiącach ciągłego użyt-kowania.
- Produkt nie zawiera lateksu.
- Nie ma przeciwwskazań do korzystania z urządzenia.
- W razie poważnego wypadku, należy niezwłocznie powiadomić producenta i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik lub pacjent.

**Warunki przechowywania:**

- temperatura od -25°C do +50°C
- wilgotność względna od 30% do 95%
- ciśnienie atmosferyczne od 700 hPa do 1060 hPa

**Utylizacja urządzenia:**

Utylizacja urządzenia i/lub jego elementów, w przypadku wycofania z eksplo-atacji, musi zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli nie istnieją wymogi prawne, zaleca się selektywną zbiórkę odpadów. W tabeli wskazano typologie, na które dzielimy komponenty urządzenia

Zażeń z zastosowanych materiałów nie zawiera ftalanów, nie stwierdzono również obecności lateksu naturalnego.

KOMPONENT	MATERIAŁ
Dno	Silikon
Obudowa	Poliwęglan
Ustnik/mocowanie maski	Poliwęglan
Zawory	Silikon
Maseczka (jeśli występuje)	Silikon
Woreczek tkaninowy	80% bawełny 20% poliestru
Woreczek	LDPE
Instrukcja	Papier
Pudełko	Karton

**Parametry techniczne:**

- Wymiary komory: 220 cc (ml)
- Martwa przestrzeń\*:
  - Pomarańczowy Espace Infant z maską: 34 ml
  - Złoty Espace dziecięcy z maską: 49 ml
  - Espace dla dorosłych w kolorze magenta: 88 ml

\* = *Przestrzeń martwa zmierzona zgodnie z procedurą stosowaną w ba-daniu klinicznym "Shah SA, Berlinski A and Rubin BK. Force-dependent Static Dead Space of Facemasks Used with Holding Chambers. Respir Care. 2006;51(2): 140-144"*

Če pripomoček uporablja vedno ista oseba, ga čistite kot navedeno.

**Dezinfekcija:** po čiščenju sestavne dele potopite v hladno razkužilo raztopino (na primer eno) raztopina, ki vsebuje natrijev hipoklorit v koncentraciji, ki ne presega 2%). Upošteвайте navodila proizvajalca raztopine za razkuževanje in se prepričajte, da je združljiva z materiali naprave. Izplirranje temeljito s čisto vodo.

Če pripomoček uporablja več oseb ga je potrebno po vsaki uporabi tudi sterilizirati v avtoklavu pri 121 °C vsaj za 15 min (priporočeno, ne več kot 30 min).

Pripomoček se lahko sterilizira do 20 krat, ne da bi ga pri tem poškodovali, nato ga je potrebno zamenjati.

Če bi se vam zdelo potrebno globlje čiščenje, lahko napravo prekuhate ali jo operete v pomivalnem stroju.

**Opozorila:**

- Če je kateri od sestavnih delov pripomočka poškodovan, morate pripomoček zamenjati.
- Nekateri sestavni deli pripomočka so majhni in zato nevarni za otroke, ki bi jih lahko pogoltnili. Pripomoček morate shranjevati nedosegljivo otrokom, katerih ne smemo pustiti brez nadzora odrasle osebe.
- Pripomočka ne razstavljajte na dodatne dele bolj kot je navedeno v navodilih za čiščenje.
- Če niste prepričani kako uporabljati pripomoček, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Pripomoček čistite le kot je navedeno v teh navodilih. Samo tako lahko zagotavljamo pravilno delovanje.
- Sledite navodilom zdravnika glede na vrsto zdravila in njegovo odmerjanje. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo zdravila.

**Мلاحظات:**

- احفظ القناع في وعاء نظيف إذا لم يكن قيد الاستعمال
- القناع يجب أن يتم استبداله بعد 24 شهر من الاستخدام إذا كان يستخدم بشكل متواصل.
- المنتج خالي من مواد اللاتكس.
- لا توجد موانع لاستخدام الجهاز.
- في حالة وقوع حادث خطير فيما يتعلق بالجهاز، يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو حيث يوجد المستخدم و/أو المريض.

**تحذير هام :**

- يجب أن يتم استبدال القناع إذا حصل تلف لأي من مكوناته.
- بعض المكونات صغيرة جدا و يمكن أن يتلعن من قبل الأطفال ولذلك يجب عدم استخدाम القناع من الصغار دون أشرف البالغون.
- لا تلم بفتك القناع بما يتجاوز ما هو الموصى به في تعليمات التنظيف.
- إذا كنت غير متأكد حول كيفية استخدام القناع استشر الطبيب أو الصيدلي في الطريقة الصحيحة للاستخدام.
- لضمان كفاءة الأداء، يجب أن يتم تنظيف القناع وفقا للتعليمات السابقة فقط.
- اتبع تعليمات طبيبك فيما يتعلق بنوع الدواء والجرعة. اقرأ تعليمات الدواء قبل الاستخدام.

**ملاحظات:**

- احفظ القناع في وعاء نظيف إذا لم يكن قيد الاستعمال
- القناع يجب أن يتم استبداله بعد 24 شهر من الاستخدام إذا كان يستخدم بشكل متواصل.
- المنتج خالي من مواد اللاتكس.
- لا توجد موانع لاستخدام الجهاز.
- في حالة وقوع حادث خطير فيما يتعلق بالجهاز، يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو حيث يوجد المستخدم و/أو المريض.

**ظروف التخزين:**

- درجة الحرارة: من -25 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية
- الرطوبة النسبية: من 30% إلى 95 %
- الضغط الجوي، من 700 هكتوباسكال "hPa" إلى 1060 هكتوباسكال "hPa"

**التخلص من المنتج:**

يجب أن يتم التخلص من الجهاز و/أو مكوناته، في حالة عدم الاستخدام، وفقًا للوائح الحالية وحماية البيئة. وفي حالة عدم وجود التزامات تشريعية، يُوصى بالتجميع المنفصل للنفايات. يوضح الجدول التالي الأنواع المختلفة لمكونات الجهاز.

ولا تحتوي جميع المواد المستخدمة على الفثالات، ولم يتم اكتشاف وجود اللاتكس الطبيعي .

الجزء	المادة
القاعدة	سيليكون
الهيكل	عديد الكربونات
قطعة الفم/وصلة القناع	عديد الكربونات
الصمامات	سيليكون
القناع (إن وُجد)	(سيليكون)
كيس منسوج	80٪ قطن 20٪ بوليستر
كيس	LDPE
التعليمات	ورق
الغلبة	كرتون

**الخصائص التقنية:**

- أبعاد الغرفة: 220 سم متر مكعب (مل)
- المساحة الميتة\*:
  - Espace Infant يرتقالي مع قناع: 34 مل
  - Espace للأطفال أصفر مع قناع: 49 مل
  - Espace للكبار أرجواني مع قناع: 88 مل

\*Shah SA، المساحة الميتة تقاس باتباع الإجراء المستخدم في الاختبار السريري = "Berlinski A and Rubin BK. Force-dependent Static Dead Space of Facemasks Used with Holding Chambers. (2)51;2006 العناية التنفسية. 140-144"

<b>LOT</b>	Numer partii - Št. serije - Lot number - رقم التشغيل
<b>T</b>	Limity temperatury - Temperaturne omejitve - حدود درجة الحرارة - Temperature range
<b>%</b>	Wartości wilgotności względnej - Omejitve relativne vlažnosti - حدود الرطوبة النسبية - Relative humidity range
<b>+</b>	Wartości ciśnienia atmosferycznego - Omejitve zračnega tlaka - حدود الضغط الجوي - Atmospheric pressure range
<b>MD</b>	Wyrób medyczny - Medicinski pripomoček - جهاز طبي - Medical device
<b>REF</b>	Kod produktu - Šifra izdelka - كود المنتج - Reference code
<b>🏠</b>	Data produkcji - Datum izdelave - تاريخ الإنتاج - Production date

Produkt zaprojektowany i skonstruowany przez:

Pripomoček je načrtoval in izdelal:

صمم وصنع من قبل

Designed and made by: